

aks-decubiflow® 2000 S

Großzelliges Antidekubitus-Wechseldrucksystem der Premiumklasse mit intelli-static

aks-decubiflow® 2000 + intelli-static = aks-decubiflow® 2000 S
Die intelli-static in Verbindung mit der Drucksensortechnologie ermöglicht die Lagerung von Schmerzpatienten und Pflegebedürftigen von 40 bis 120 kg Körpergewicht.

Die Vorteile der aks-decubiflow® 2000 S

- einfache Bedienung: stufenlose Druckeinstellung entsprechend dem Patientengewicht, stabile umklappbare Metallbügel zur Anbringung ans Bett, einfacher Filterwechsel
- Statikschalter zur Einstellung der Statikfunktion
- optische Anzeige für Betriebsbereitschaft und Statikfunktion
- optischer Alarm bei Druckverlust (z.B. Leckage)
- Zyklusdauer 12 Minuten
- alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung
- 18 Zellen einzeln austauschbar, davon 3 statische Zellen im Kopfbereich zur angenehmen Lagerung
- 8 Zellen mit flow-air® Mikroperforationen zur Verbesserung des Mikroklimas
- Zellenhöhe 13 cm
- Bi-elasto Flowtex (BEFT)-Überzug bielastisch, atmungsaktiv und wasserundurchlässig
- mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoffunterlage
- CPR-Ventil zur schnellen Entlüftung der Matratze
- sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat



Patientengewicht 40 kg bis 120 kg

Dekubitusgrad bis inkl. Grad II
(nach EPUAP)

Bestell-Nummern
aks-decubiflow® 2000 S 21310
Ersatzaggregat 21311
Ersatzmatratze inkl. Überzug 21305

HMV-Nummern
aks-decubiflow® 2000 S 11.29.04.3003

decubiflow® 2000 S