LIFTKAR® PTR

elektrische Treppenraupe



LiftKar PTR + Miniramps

SANO
makes life easier.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt!

DEUTSCH

Die **LiftKar PTR Treppenraupe** dient der sicheren Beförderung von gehbeeinträchtigten Personen über Treppen auf- bzw. abwärts. Umfangreiches Zubehör ist für nahezu jede Versorgungssituation verfügbar.

5 unschlagbare Vorteile, die Sie überzeugen werden!

01. Einfachste Bedienbarkeit
02. Leichteste Treppenraupe am Markt
03. Hohe Reichweite von bis zu 1.000 Stufen mit einer einzigen Akkuladung*
04. Einfach zerleg- und mitnehmbar
05. Akustische und visuelle Neigungswinkelwarnung

*abhängig vom Personengewicht und ob hinauf- oder hinuntergefahren wird.

Umfangreiches Zubehör:



Diverse Rückenklammern



Miniramps



Auffahrrampen



Schwenkhilfe



Lenkräder



Gurtsystem für Auffahrrampen



Laserpositionsanzeige

Zusätzliches Zubehör finden Sie online:


PTR

Die **LiftKar PTR** ist die kompakte Basisvariante, mit der Personen in manuellen Rollstühlen komfortabel und sicher über gerade Treppen transportiert werden können.

- Max. Belastung (Rollstuhl und Person) bis zu 130 kg oder 160 kg
- Gesamtgewicht Treppenraupe: 38,2 kg**
- Gewicht der Griffeinheit: 9,6 kg**
- Gewicht der Basiseinheit: 28,6 kg**
- 3 Geschwindigkeitsstufen pro Minute: 5,5 m / 6,5 m / 7,5 m
- Maximaler Treppenwinkel: 35°
- Höhe: 911 mm / Breite: 650 mm
- Gesamtlänge Basiseinheit: 983 mm
- Gesamtlänge inkl. Griffeinheit: 1.383 mm
- Dimension Treppenpodest (min.): 970 mm x 970 mm
- Art. Nr.: **075 701** (bis 130 kg)
  Art. Nr.: **075 702** (bis 160 kg)

** Gewicht Basisgerät exkl. Zubehör







PTR-L

Die **LiftKar PTR-L** ist die längere Ausführung (+132 mm), die in Kombination mit den als Werksoption erhältlichen Auffahrrampen für den Transport von Multifunktionsrollstühlen und leichten, elektrischen Rollstühlen geeignet ist.

- Max. Belastung (Rollstuhl und Person) bis zu 130 kg oder 160 kg
- Gesamtgewicht Treppenraupe: 39,4 kg**
- Gewicht der Griffeinheit: 9,6 kg**
- Gewicht der Basiseinheit: 29,8 kg**
- 3 Geschwindigkeitsstufen pro Minute: 5,5 m / 6,5 m / 7,5 m
- Maximaler Treppenwinkel: 35°
- Höhe: 911 mm / Breite: 650 mm
- Gesamtlänge Basiseinheit: 1.109 mm
- Gesamtlänge inkl. Griffeinheit: 1.515 mm
- Dimension Treppenpodest (min.): 1.150 mm x 1.150 mm
- Art. Nr.: **075 705** (bis 130 kg)
  Art. Nr.: **075 703** (bis 160 kg)

** Gewicht Basisgerät exkl. Zubehör


LiftKar PTR + Auffahrrampen schmal + Gurtsystem


LiftKar PTR-L + Auffahrrampen breit

SANO Transportgeraete GmbH

Gewerbezeile 15
4040 Lichtenberg / Linz
Österreich / Austria

Tel.: +43 7239 / 510 10-100
Fax: +43 7239 / 510 10-001
office@sano.at
www.sano.at

FOLGEN SIE UNS



LiftKar PTR L

SICHER AUF DER TREPPE. EINFACH IN DER HANDHABUNG.

Sicherheit, Ergonomie, Lebensqualität.

Die **LiftKar PTR Treppenraupe** ist ein Gerät, das für die Überwindung von geraden Treppen entwickelt wurde. Mit Hilfe der Treppenraupe wird die Bewegungsfreiheit von gehbeeinträchtigten Personen erhöht. Zusätzlich stellt sie eine wesentliche ergonomische Entlastung des Rückens für jene Personen dar, die die Treppenraupe bedienen. Die Treppenraupe **LiftKar PTR** überzeugt durch einfachste Bedienung, akustische und visuelle Neigungswinkelwarnung sowie einer hohen Reichweite von bis zu 1.000 Stufen mit einer einzigen Akkuladung. Auf einfache Weise ist die **LiftKar PTR** sekundenschnell in zwei handliche Teile zerlegbar. Auf der Treppe zeichnet sich die **LiftKar PTR** durch ein sicheres Fahrverhalten aus.


LiftKar PTR + Auffahrrampen schmal + Gurtsystem

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:
www.sano.at

WIR BERATEN SIE GERNE!

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT ISO 13485:2016 20105183003795 TÜV AUSTRIA GMBH

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 20100122007640 TÜV AUSTRIA GMBH

AUSTRIA


LiftKar PTR + Miniramps

SANO makes life easier.

Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Version: 09/2026

SANO Deutschland GmbH

Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Deutschland / Germany
Tel.: +49 8033 / 308 96-0
info@sano-treppensteiger.de
www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.

Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, England
Tel.: +44 1473 / 333 889
info@sano-uk.com
www.sano-uk.com

SANO Handtrucks LLC

2330 Pro-Tec Way
Loganville, GA 30052
USA
Tel.: +1 470 545 1792
sales@sanohandtrucks.com
www.sanohandtrucks.com